

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ортопантомография и КЛКТ проводится в положении стоя (при высоком росте пациента возможно проведение исследования сидя). Длительность ортопантомографии - 17 секунд, КЛКТ - 19 секунд.

При исследовании зубных рядов пациент должен аккуратно прикусить центральную закусочную пластинку передними зубами в области выемки.

Металл, находящийся в зоне исследования, может давать ухудшение четкости исследования и должен быть снят (съёмные протезы, очки, украшения, заколки, пирсинг).

При наличии несъёмных конструкций в полости рта предупредите об этом до начала исследования (имплантаты, металлокерамические коронки, металлические вкладки и др).

Уберите, пожалуйста, различные аксессуары, фиксирующие вашу причёску.

Пациент во время исследования должен обеспечить неподвижное положение головы относительно аппарата: не нужно двигаться, переступать с ноги на ногу, совершать глотательные или жевательные движения, следить глазами за перемещением сканера аппарата вокруг головы во время исследования.

Если Вы не можете обеспечить неподвижного положения вследствие своего состояния здоровья, предупредите об этом - исследование скорее всего будет иметь низкую информативность.